

930020REV B

US Pat. # 7017394, 7051569, 7111502, 7129717, 7204122



Cavendish Scott LTD,
PO Box 107, SG5 1FW,
England




TearLab Corporation
San Diego, CA, USA
1-858-455-6006
www.tearlab.com

TearLabTM



ELECTRONIC CHECK CARDS



Instructions for Use

Expected Value	Range
Valor esperado	Intervalo
Erwarteter Wert	Bereich
Valore atteso	Gamma
Valeur escomptée	Gamme
Valor Esperado	Amplitud
Verwachte waarde	Gebied
Odotettu arvo	Alue
Forventet verdi	Område
Förväntat värde	Område
Очаквана стойност	Диапазон
Očekávaná hodnota	Rozsah
Αναμενόμενη τιμή	Εύρος τιμών
Предполагаемое значение	Диапазон
Beklenen Değer	Aralık
Očekávaná hodnota	Rozsah
ערך מיוחל	טווח
예상값	범위

334_(m0sm s/L)

± 3



Refer to the TearLab User Manual for complete instructions.

Consulte el manual del usuario de TearLab para ver las instrucciones completas.

Ausführliche Hinweise finden Sie in der TearLab Gebrauchsanweisung.

Per le istruzioni complete, fare riferimento al Manuale d'uso TearLab.

Reportez-vous au manuel d'utilisateur TearLab pour obtenir des instructions complètes.

Consulte o Manual do Utilizador TearLab para obter as instruções completas.

Zie de Tearlab-gebruikershandleiding voor volledige instructies

Täydellisiä käyttöohjeita varten katso TearLab Käyttäjän ohjekirja.

Se TearLabs bruksanvisning for komplette instruksjoner

För fullständiga instruktioner, se användarmanualen för TearLab

Направете справка в Ръководството за потребителя на TearLab, където ще намерите пълни инструкции.

Úplné pokyny naleznete v Uživatelské příručce TearLab.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης Tearlab για πλήρεις οδηγίες.

Полные инструкции см. в руководстве пользователя системы TearLab.

Tam talimat için Tearlab Kullanıcı El Kitabına bakınız.

Úplné pokyny nájdete v Návode na použitie TearLab.

TearLab של המלאת פנה בבקשה למדריך למשתמש של

전체 설명은 TearLab 사용자 설명서를 참조하십시오.